

Der tragfähige Rhombo-fill® Sitzring

- Weich- bzw. lokale Freilagerung
- Druckentlastung im Gesäßbereich
- in zwei Varianten erhältlich




Der Rhombo-fill® Sitzring dient zur lokalen Druckentlastung im Gesäßbereich. Der Sitzring wird, abhängig vom Körpergewicht des Anwenders, in zwei Volumengrößen angeboten. Die Konstruktion unterscheidet sich dahingehend, dass bei einem Körpergewicht ab 60 kg der Sitzring mit Seitenböden innen und außen gefertigt ist. Der Sitzring für Anwender unter 60 kg ist nur mit einem dezenten inneren Seitenboden versehen. Dieser Sitzring ist insgesamt weniger hoch. Beide Varianten des Rhombo-fill® Sitzrings sind kochwaschbar.


Bezug	Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester	Verarbeitung	Sicherheitsnähte nur Seitenböden innen bis 60 kg Seitenböden innen + außen ab 60 kg		
Füllung	Original Rhombo-fill®				
Größe in cm		Art.Nr. Kissen	Passende Schutzbezüge zum Kissen inkl. Reißverschluss <i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i>		
			Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®
ab 60 kg außen: Ø 50 innen: Ø 13 cm Höhe: 13 cm		31.188	51.188	59.188	50.188
bis 60 kg außen: Ø 50 innen: Ø 13 Höhe: 10 cm		31.088	51.088	59.088	50.088

ANWENDUNGEN

Beispiele



Sitzring bis 60 kg mit
Innensteg von nur 3 cm
Höhe und ohne Seiten-
böden



STANDARD
100
A20-1001
Hohenstein HTTI