

Fertig in 3 Schritten ohne Codieren

Nach dem Einführen des Teststreifens ist Omnitest® 3 bereit für die Messung. Die Codierung findet automatisch statt. Die intuitive Menünavigation gewährleistet eine einfache und sichere Anwendung.

Nicht mehr als 0,3 µL Blut

Omnitest® 3 benötigt eine minimale Blutmenge von 0,3 µL. Der Teststreifen saugt die Blutprobe automatisch auf und startet die Messung sofort, wenn ein ausreichendes Blutvolumen verfügbar ist.

Nur 3 Sekunden Messzeit

In nur 3 Sekunden stellt Omnitest® 3 zuverlässige Ergebnisse bereit. Kein anderes Blutzuckermess-System auf dem Markt ist schneller. Das Messergebnis wird – je nach Gerätetyp – in mg/dL oder mmol/L im Display angezeigt.

Omnitest® 3 | In-vitro-Diagnostikum Erfüllt die Anforderungen der ISO 15197 und RiliBÄK

| | |
|------------------------------|---|
| Probenvolumen | 0,3 µL |
| Messzeit | 3 Sekunden |
| Codierung | Automatische Codierung |
| Messbereich | 10 – 600 mg/dL 0,6 – 33,3 mmol/L |
| Betriebstemperatur | 10°C – 40°C |
| Betriebsluftfeuchtigkeit | 10 – 90 % |
| Hämatokrit | 20 – 60 % |
| Kalibrierung | Plasma äquivalent |
| Elektrochem. Biosensor | Glukoseoxidase |
| Speicherkapazität | 365 Testergebnisse mit Datum & Zeit |
| Abmessungen | (L x B x H): 84 x 56 x 18 mm |
| Gewicht | 54 g (inklusive Batterien) |
| Stromversorgung | 2 x 3V Lithium Batterien (CR2032) |
| Batterielebensdauer | Minimum 3000 Messungen |
| Datenübertragung zu einem PC | Software DIABASS® und PC-Kabel erforderlich |

Haben Sie Fragen, Anregungen oder Wünsche?
Wir sind für Sie da. Freundlich, zuverlässig, kompetent.

Service-Nummer (0 56 61) 71-62 65
www.diabetes.bbraun.de

B. Braun Melsungen AG | OPM
34209 Melsungen | Deutschland | www.bbraun.de

X.xx.xx.10/1 Nr. 9998297 Stand: 05/2011

Omnitest® 3 Aller guten Dinge sind 3

Blutzuckermess-System



- ohne Codieren
- nur 0,3 µL Blutmenge
- nur 3 Sek. Messzeit

Omnitest® 3 Aller guten Dinge sind 3



B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Omnitest® 3

Blutzuckermess-System

- Automatische Einschaltung des Gerätes beim Einführen des Teststreifens
- Automatische Ausschaltung nach 3 Sekunden, wenn das Gerät nicht benutzt wird
- Akustisches Signal bei ausreichendem Blutvolumen im Teststreifen
- Großes LCD Display
- Eingebauter Temperatursensor
- Temperaturanzeige
- Automatischer Kalender
- Permanente Anzeige von Datum und Uhrzeit
- 5 benutzerdefinierte Alarmsignale
- Errechnung von 3 Durchschnittswerten in einem Zeitraum von 1 bis 99 Tagen
- Möglichkeit, Werte zu löschen
- Markierungsfunktion für prä- und postprandiale Blutzuckerwerte, für Werte nach Medikamenteneinnahme sowie für Kontrolltests
- Messung kann komplett im Etui durchgeführt werden, ohne die einzelnen Komponenten aus dem Set zu entnehmen
- Gummielemente auf der Rückseite des Gerätes für einen stabilen Stand



Abb. Originalgröße

Sicherheit mit einem Click

Die praktische Auswurf-taste erlaubt die sichere Entfernung des benutzten Teststreifens – ganz ohne Fingerkontakt. Ein Sicherheitsmerkmal, vor allem wenn Pflegekräfte oder Angehörige die Messung durchführen.

Markierungsfunktion

Um den Einfluss der Nahrungsaufnahme oder der Medikamenteneinnahme zu berechnen, bietet Omnitest® 3 eine Markierungsfunktion an. Bei Bedarf können Testwerte mit der entsprechenden Markierung gespeichert werden.

Datenanalyse | DIABASS®

Omnitest® 3 speichert bis zu 365 Testergebnisse mit Datum und Uhrzeit und errechnet 3 verschiedene Durchschnittswerte. Für weitere Analysen können alle Ergebnisse mit Hilfe der DIABASS® Software an einen PC übertragen werden.

| Produkt | PZN | REF |
|-------------------------------------|---------|------------|
| 1 x Omnitest® 3 Set mmol/L weiß | 6117890 | 9332652MMG |
| 1 x Omnitest® 3 Set mg/dL weiß | 6117884 | 9332652MGG |
| 1 x Omnitest® 3 Set mmol/L schwarz | 8881566 | 9332855MMG |
| 1 x Omnitest® 3 Set mg/dL schwarz | 8881572 | 9332855MGG |
| 1 x Omnitest® 3 Solo mmol/L weiß | 6117878 | 9332601MMG |
| 1 x Omnitest® 3 Solo mg/dL weiß | 6117861 | 9332601MGG |
| 2 x 25 Omnitest® 3 Teststreifen | 6117909 | 9332709G |
| 2 x 50 Omnitest® 3 Teststreifen | 6435584 | 9332731G |
| je 3,5 mL Omnitest® 3 Control H + M | 6117915 | 9332768G |
| 1 x PC Verbindungskabel USB | 6117921 | 9152856G |

DIABASS® Software erhältlich über Buch-/Fachhandel: ISBN 3-9806130-2-X

Omnitest® 3 ist in einem praktischen Etui erhältlich, so dass unterwegs nichts verloren geht.

Bitte beachten Sie:
Beim neuen Omnitest® 3 ist die Maßeinheit mg/dL oder mmol/L von Herstellerseite aus voreingestellt!

Omnitest® 3 jetzt neu
in der Black Edition



| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1 x Omnitest® 3 Blutzuckermessgerät | 1 x Etui |
| | 2 x Batterien |
| | 10 x Omnitest® 3 Teststreifen |
| | 1 x Omnilance Lanzettiergerät |
| | 10 x Omnican® Lance soft Lanzetten |