

Dosiertabelle

für die Herstellung von gebrauchsfertigen Desinfektionslösungen

Menge/ Gebrauchslösung \ Konzentrat*	0,25 %	0,5 %	1,0 %	1,5 %	2,0 %	2,5 %	3,0 %	4,0 %	5,0 %
1 Liter	2,5 ml	5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	25 ml	30 ml	40 ml	50 ml
2 Liter	5 ml	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml	60 ml	80 ml	100 ml
3 Liter	7,5 ml	15 ml	30 ml	45 ml	60 ml	75 ml	90 ml	120 ml	150 ml
4 Liter	10 ml	20 ml	40 ml	60 ml	80 ml	100 ml	120 ml	160 ml	200 ml
5 Liter	12,5 ml	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml	125 ml	150 ml	200 ml	250 ml
6 Liter	15 ml	30 ml	60 ml	90 ml	120 ml	150 ml	180 ml	240 ml	300 ml
7 Liter	17,5 ml	35 ml	70 ml	105 ml	140 ml	175 ml	210 ml	280 ml	350 ml
8 Liter	20 ml	40 ml	80 ml	120 ml	160 ml	200 ml	240 ml	320 ml	400 ml
9 Liter	22,5 ml	45 ml	90 ml	135 ml	180 ml	225 ml	270 ml	360 ml	450 ml
10 Liter	25 ml	50 ml	100 ml	150 ml	200 ml	250 ml	300 ml	400 ml	500 ml

*Konzentrat nach Tabelle mit kaltem Wasser zur angegebenen Gebrauchslösung auflösen.

Konzentration und Einwirkzeit gemäß DGHM/VAH:

Helipur®
 1,5 ‰ = 60 Min.
 1,5 ‰ = 15 Min.
 3,0 ‰ = 5 Min.

Stabimed®
 0,5 ‰ = 60 Min.
 1,0 ‰ = 30 Min.
 2,0 ‰ = 15 Min.

Melsept® SF
 0,5 ‰ = 60 Min.
 2,0 ‰ = 15 Min.

Helipur® H plus N
 1,0 ‰ = 60 Min.
 1,0 ‰ = 30 Min.
 1,5 ‰ = 15 Min.

Hexaquart® forte
 0,25 ‰ = 4 Std.
 0,5 ‰ = 60 Min.
 1,0 ‰ = 30 Min.
 2,0 ‰ = 5 Min.

Hexaquart® plus
 0,25 ‰ = 4 Std.
 0,5 ‰ = 60 Min.
 1,0 ‰ = 30 Min.
 2,0 ‰ = 15 Min.

B | BRAUN
 SHARING EXPERTISE

B. Braun Melsungen AG
 OPM

Carl-Braun-Straße 1
 34212 Melsungen
 Deutschland
 Tel. (0 56 61) 71-33 99
 Fax (0 56 61) 71-35 50

www.bbraun.de