

Rhombo-fill® Lagerungsring

■ Zur Weich- und Freilagerung einzelner, kleinerer Körperpartien




Der kleine Rhombo-fill® Lagerungsring dient zur lokalen Druckentlastung wie z. B. von Ferse, Knöchel, Ellenbogen, Knie, Hand und Ohr. Der Ring ist innen und außen mit einem Seitenboden hergestellt, der ihm Volumen und Stabilität verleiht. Der Rhombo-fill® Lagerungsring kann auch in der Seitenlage zwischen den Knien zur Druckentlastung eingesetzt werden sowie zur Druckentlastung der Schulter in der 135°-Lage. Bei besonderer Empfindlichkeit ist es empfehlenswert den Ring in Kombination mit einem Schutzbezug zu verwenden. Das Rhombo-fill® Lagerungsring ist kochwaschbar.

Bezug	Robuster Oberstoff in Köperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester		3	Sicherheitsnähte mit Seitenboden innen und außen	
Füllung	Original Rhombo-fill®				
Größe in cm		Art.Nr. Kissen	Passende Schutzbezüge zum Kissen inkl. Reißverschluss *Detailbeschreibungen siehe Seite 54		
			Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®
außen: Ø 20 innen: Ø 6 32		32.484	51.084	59.084	50.084

ANWENDUNGEN







Anwendungsbeispiele







