

Der spezielle

Rhombophil®

Ohrfreilagerungsring

- Zur Freilagerung des Ohres in Seitenlage
- Einseitig begradigt zur optimalen Anpassung die Nacken-Schulterpartie




Dieser Rhombophil® Lagerungsring wurde speziell zur Druckentlastung der Ohrmuschel in Seitenlage entwickelt. Die Öffnung des Rhombophil® Ohrfreilagerungsringes ist mit 15 cm Innendurchmesser besonders groß gearbeitet, so dass die komplette Ohrmuschel freigelagert werden kann. Das weiche Material schmiegt sich perfekt an das Seitenprofil von Kopf und Hals an. Der Lagerungsring ist einseitig begradigt zur optimalen Anpassung an die Schulterpartie. Der Rhombophil® Lagerungsring ist kochwaschbar.

ANWENDUNGEN

Beispiele



Bezug	Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester	Verarbeitung	Sicherheitsnähte mit Seitenboden, einseitig begradigt		
Füllung	Original Rhombo-fill®				
Größe in cm		Art.Nr. Kissen	Passende Schutzbezüge zum Kissen inkl. Reißverschluss <i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i>		
			Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®
außen: Ø 30 innen: Ø 15		32.688	51.688	59.688	50.688



STANDARD
100
A20-1001
Hohenstein