

# Das vielseitige Rhombomed® Lagerungskissen


- Vielseitig einsetzbar
- Stabilisierende Lagerung
- Möglichkeit der Hochlagerung
- Fördert die Körperwahrnehmung




Das Rhombomed® Lagerungskissen ist vielseitig einsetzbar wie z. B. zur stabilisierenden Lagerung, zur unterstützenden Lagerung oder zum Hochlagern von Gliedmaßen. Das Rhombomed® Lagerungskissen ist wahlweise in sieben verschiedenen Größen erhältlich. Das Rhombomed® Lagerungskissen ist kochwaschbar.

|                |                                                                          |                |                                                                                                          |                        |                              |        |        |        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Bezug</b>   | Robuster Oberstoff in Körperbindung<br>50 % Baumwolle und 50 % Polyester |                | <b>Verarbeitung</b>                                                                                      | Sicherheitsnähte       |                              |        |        |        |
| <b>Füllung</b> | Original Rhombo-fill®                                                    |                |                                                                                                          |                        |                              |        |        |        |
| Größe in cm    | Art.Nr.<br>Kissen                                                        | Hilfsmittelnr. | Passende Schutzbezüge zum Kissen<br>inkl. Hotelverschluss<br><i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i> |                        |                              |        |        |        |
|                |                                                                          |                | Schutzbezug<br>Baumwolle                                                                                 | PU-Schutzbezug<br>Semy | Schutzbezug<br>Climate Soft® |        |        |        |
|                |                                                                          |                | 20 x 30                                                                                                  | 40.202                 | 11.11.05.1011                | 51.002 | 59.002 | 50.002 |
|                |                                                                          |                | 25 x 80                                                                                                  | 40.205                 | 11.11.05.1011                | 51.005 | 59.005 | 50.005 |
|                |                                                                          |                | 30 x 40                                                                                                  | 40.206                 | 11.11.05.1011                | 51.006 | 59.006 | 50.006 |
|                |                                                                          |                | 40 x 60                                                                                                  | 40.218                 | 11.11.05.1011                | 51.118 | 59.118 | 50.118 |
|                |                                                                          |                | 40 x 80                                                                                                  | 40.219                 | 11.11.05.1011                | 51.019 | 59.019 | 50.019 |
|                |                                                                          |                | 45 x 90                                                                                                  | 40.275                 | 11.11.05.1011                | 51.075 | 59.075 | 50.075 |
|                |                                                                          |                | 50 x 70                                                                                                  | 40.226                 | 11.11.05.1011                | 51.026 | 59.026 | 50.026 |

## ANWENDUNGEN

*Beispiele*


STANDARD  
100  
A20-1001  
Hohenstein HTTI





Rhombo-med® Lagerungskissen mit  
Baumwoll-Schutzbezug



Rhombo-med® Lagerungskissen  
mit PU-Schutzbezug Semy



Rhombo-med® Lagerungskissen  
mit Climate Soft®-Schutzbezug



Rhombo-med® Lagerungskissen  
mit abwaschbarem PU-Schutz-  
bezug Semy und sichtbarem  
Hotelverschluss offen



Rhombo-med® Lagerungskissen  
mit abwaschbarem PU-Schutz-  
bezug Semy und sichtbarem  
Hotelverschluss