

Universal - Sensorspender ADS-500/1000

Leichter können wir Händehygiene nicht machen.

Der ADS-500/1000 Sensorspender ist geeignet für Standard-Flaschen von 500 ml und 1000 ml.



- 1** Hygienisch
Der berührungslose ADS-500/1000 Spender verhindert nosokomiale Infektionen.
- 2** Variabel
Der ADS-500/1000 ist für 500-ml- und 1000-ml- Flaschen geeignet und kann sowohl freistehend als auch an der Wand montiert eingesetzt werden.
- 3** Flexibel
Der Batteriebetrieb ermöglicht einen flexiblen Einsatz.
Der Spender kann mit Desinfektionsmittel oder Flüssigseife verwendet werden.

ADS-500/1000



Wand/Freistehend
D-Zelle x 4

Seife
Flüssigseife

Desinfektion
Spray

Artikelnummer: 73820

W104 mm x D190 mm x H312 mm



Für Seife* und Desinfektionsmittel.

*Abhängig von der Viskosität der Seife.

ADS-500/1000

Sensorspender



Alsoft VB

Alsoft VB ist ein hygienisches und chirurgisches Händedesinfektionsmittel. Durch die Verwendung zweier Arten Alkohol in Kombination mit Phosphorsäure erreicht Alsoft VB eine sichere und breite Wirksamkeit gegen eine Reihe von Mikroorganismen bei einer kurzen Einwirkungszeit.

Merkmale :

- Hygienische Händedesinfektion nach EN1500
- Chirurgische Händedesinfektion nach EN12791
- Alsoft VB inaktiviert eine Vielzahl an Viren in 15 Sekunden - inklusive Noroviren
- Passend zum berührungslosen ADS-500/1000-Spendersystem
- VAH-gelistet

Merkmale

• Batteriebetrieben



Der ADS-500/1000 läuft ca. 1 Jahr mit 4 D-Zellen-Batterien.

• Sicherheitsschloss



Sicherer Verschlussmechanismus.

• Einfacher Austausch der Pumpe



Die Pumpe kann leicht entfernt und durch eine andere Pumpe ersetzt werden.

• Leichte Montage



Mit der Montageplatte kann der Spender einfach an der Wand befestigt werden.

• IS-9000



Problemlose Montage an einem IS-9000-Ständer.

• Tropfschale



Die Tropfschale schützt den Boden / Untergrund vor eventuellen Produktresten.

• Einfacher Austausch der Flaschen.



Entfernen Sie einfach die Flasche und setzen Sie eine neue Flasche ein.

• Variabel




Der mitgelieferte Einsatz macht es möglich, eine 500-ml-Flasche zu verwenden.

• Frontklappe



Die Frontklappe sichert die Flasche zusätzlich gegen den Zugriff Unbefugter.

Spezifikationen		Abmessungen	
	Details		
Produktname	Automatischer Spender		
Modell	ADS-500/1000		
Maße	B104 x T190 x H312 mm		
Gewicht	Ca. 700 g (exkl. Verpackung, Zubehör, Batterien und Produkt)		
Materialien	Gehäuse, Deckel, Frontklappe: PP Batterieabdeckung, Rückseite der Gerätes, Montageplatte: ABS Pumpenhalterung, Einlage: POM		
Stromversorgung	Alkali-Batterien (4x D-Zelle) WEEE-Reg.-Nr. DE 31522383 / BattG-Reg.-Nr. DE 92572534		
Betriebstemperatur	5-40° C (Chemikalien brauchen geeignete Konsistenz)		
Feuchtigkeit	20-85 % (Keine Kondensierung)		
Kapazität	500 ml / 1 l		



Hinweise

- Bitte kontaktieren Sie unsere Außendienstmitarbeiter bei Fragen zu dem Gerät.
- Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Verwenden Sie nur von Saraya empfohlene Produkte.
- Andere Produkte können das Gerät schädigen.

• Copyright Saraya Europe. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten

SARAYA Germany

Neuer Wall 63, 20354 Hamburg

Telefon: +49 40 38 01 98 58

E-Mail: vertrieb@global.saraya.com

www.saraya-europe.com